


## Tub curatare pentru aparat lubrifiat 120 Runyes



**Pret:**

**344,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

.Set este dedicat curățării și lubrifierii eficiente a pieselor rotative din aparatul Runyes LUB120.

- ✓ Compatibilitate perfectă cu aparatul Runyes LUB120
- ✓ Tub plastic flexibil, ușor de conectat
- ✓ Ideal pentru întreținere periodică

?? Un element pentru păstrarea eficienței în activitatea zilnică