

Sanifizer Neutralizer 5L

Pret:

523,75 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sanifizer Neutralizer - agent lichid cu actiune de neutralizare si curatare pentru masinile automate de spalat

Avantaje:

Elimina alcalinitatea reziduala si faciliteaza uscarea, reducand pierderea luciului

In combinatie cu Sanifizer Enzymatic este completarea ideala pentru termodezinfectia cu masinile de spalat Eurosafe 60 si Eurosafe 170

Datorita acizilor organici actioneaza ca un agent anticalcar si un balsam natural, pastrand functionalitatea si durata de viata a instrumentelor chirurgicale si a dispozitivelor medicale

Sprijina si imbunatateste actiunea de curatare a detergentului Sanifizer Enzymatic, protejand functionalitatea termodezinfectorului prin capacitatea sa de a elimina ionii grei din apa

Fara fosfor si agenti tensioactivi - formula speciala bazata pe acid citric si alfa hidroacid (AHA), derivati in mod natural

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Prietenos cu mediul inconjurator

Ingrediente active:

Acid citric

Alfa hidroacid (AHA)

Materiale compatibile:

Otel inoxidabil, anodizat

Aluminiu

Materiale din cauciuc si plastic in general

Materiale ceramice

Silicon

Teflon (PTFE)

Titan

Sticla

Clasificare:

Dispozitiv medical clasa I

Prezentare:

Sanifizer Neutralizer - bidon 5L