

## Sanifizer Enzymatic 5L

Pret:

**494,71 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Detergent enzimatic pentru termodezinfectie

### Avantaje:

Primul produs de pe piata care utilizeaza lizozima, o enzima naturala care in combinatie cu proteaza asigura o actiune de curatare in profunzime si sigura

Formula biomulti-enzimatica, cu alcalinitate medie, este ideala pentru spalarea automata a dispozitivelor medicale

Potrivit pentru indepartarea sangelui, reziduurilor tisulare si a contaminantilor organici de pe dispozitivele medicale

Fara substante nocive - nu deterioreaza materialele tratate

In combinatie cu Sanifizer Neutralizer este completarea perfecta pentru termodezinfectia cu masinile de spalat Eurosafe 60 sau Eurosafe 170

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sigur - fara hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu, metasilicati, pigmenti si arome, potrivit pentru utilizarea zilnica in conformitate cu reglementarile de securitatea muncii

Delicat - formula sa unica asigura curatarea optima a tuturor reziduurilor organice, neteriorand diferitele materiale tratate

Rezultate excelelente de curatare datorate actiunii sinergice a alcalinitatii medii, a agentilor tensioactivi si a complexului de bioenzime de curatare cu proprietati hidrolitice, conservante, fungistatice si bacteriostatice

## **Ingrediente active:**

Compusi alcalini

Complex enzimatic (lizozima si proteaza)

## **Materiale compatibile:**

Otel inoxidabil, anodizat

Aluminiu

Materiale din cauciuc si plastic in general

Materiale ceramice

Silicon

Teflon (PTFE)

Titan

Sticla

## **Clasificare:**

Dispozitiv medical clasa I

## **Prezentare:**



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Sanifizer Enzymatic - bidon 5L