

Scaun Medic Taosdent Negru

LINGCHEN



Pret:

923,06 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Scaun medic TAOSDENT negru – model cu spatar tip "Elephant Nose"

Scaun rotativ cu spatar ergonomic, conceput pentru utilizare intensiva in cabinetele stomatologice sau medicale. Baza metalica solida, cu roti de calitate, ofera stabilitate si mobilitate in timpul lucrului. Spatarul tip "Elephant Nose" asigura sustinere fara a restrictiona miscarile bratului.

Specificatii tehnice:

Spatar tip "Elephant Nose", ergonomic, fix

Reglaj pe inaltime: sistem cu piston pneumatic

Tapiterie neagra din piele ecologica (PU), rezistenta si usor de igienizat

Baza: metal cromat, 5 brate

Roti: silentioase, mobilitate usoara



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Inaltime totala: 90 cm

Inaltime maxima sezut: 60 cm