

Suport metalic monitor intreg LCD pentru unit Taos Lingchen



Pret:

382,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Suport metalic este proiectat pentru a susține monitorul LCD pe unitul Taos Lingchen.

- ✓ Design complet – fixare în două puncte
- ✓ Material rezistent, ideal pentru utilizare intensă
- ✓ Permite ajustări facile ale unghiului monitorului
- ✓ Compatibil cu monitoare LCD standard

?? Util în:

- ?? Cabinete stomatologice cu unituri Taos Lingchen
- ?? Integrarea eficientă a tehnologiei în zona de tratament