

Rasina printare ceramica CB12 500ml

Pret:

1.607,57 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Rasina ceramica pentru coroane si punti dentare

CB12 este o alegere ideala pentru coroane si punti dentare, oferind performanta excelenta in ceea ce priveste rezistenta, forma si culoarea. Formula fara MMA si THF-MA o face mai sigura pentru utilizatorii sensibili.

Materialul ofera durabilitate testata in conditii extreme, cu rezistenta mecanica ridicata si absorbtie redusa de apa. Rezistenta la incovoiere se mentine peste 150 MPa chiar si dupa perioade lungi de testare accelerata.

Risc scazut de fractura dupa utilizare, ceea ce contribuie la siguranta in timpul masticatiei.

Recomandari de depozitare: temperatura camerei $23\pm 2^{\circ}\text{C}$, umiditate sub 70%. Suprafata produsului imprimat este neteda si usor de finisat.

Caracteristici principale:

Compatibil cu lungime de unda 405 nm



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Optiuni de culoare: A1 / A3

Suprafata neteda si usor de post-procesat

Rezistenta mare la incovoiere chiar si dupa testari accelerate

Absorbtie si solubilitate redusa in apa

Recomandata pentru depozitare la $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ si umiditate 70%

Proprietati mecanice (dupa intarire):

Rezistenta la incovoiere: $>150\text{ MPa}$ (ISO 10477, ISO 4049)

Rezistenta dupa 2 luni de imbatranire accelerata: $>150\text{ MPa}$ (ASTM F1980-2021)

Stabilitate cromatica: fara schimbari perceptibile (ISO 22112)

Absorbtie: $35\text{ }\mu\text{g/mm}^3$ (ISO 10477, ISO 4049)

Solubilitate: $2\text{ }\mu\text{g/mm}^3$ (ISO 10477, ISO 4049)

Post-procesare recomandata:

Curatare: 120s baie ultrasonica de baza + 60s ultrasonica fina (cu etanol 95%)

Intarire: 10 minute la 60°C (Fabcure 2)

Aplicatii recomandate: coroane si puncti dentare.

Prezentare

Flacon 500ml, culoare A1, A2, A3