

Adaptor aspirator chirurgical TAOS



Pret:

114,09 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Adaptorul este conceput special pentru sistemele de aspirație TAOS, oferind o conexiune sigură.

✓ Formă dublă pentru conexiuni multiple

🔗 Alte informații utile:

Compatibilitate: unități stomatologice TAOS

Sistem dublu de conectare pentru eficiență crescută

⚠️ Este recomandat ca montajul acestui adaptor să fie efectuat de un specialist tehnic.