

## Grandio So Unlimited Set seringi 5 x 4.5g

Pret:

**2.020,01 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

GrandioSO Unlimited - compozit universal nano-hibrid, fotopolimerizabil, radio-opac, care poate fi aplicat in straturi cu o grosime de pana la 4mm

### Avantaje:

Utilizare universala - se poate utiliza in restaurari estetice atat in regiunile anterioare, cat si in cele posterioare

Visual Transformation Technology - translucență înainte de fotopolimerizare, opacitate estetica potrivita cu aspectul dintelui natural dupa fotopolimerizare

Continutul de 91% umplutura din greutate ofera maxim de stabilitate si rezistenta

Comprimare redusa la polimerizare, de numai 1.44% din volum

Sistem simplificat de culori - toate nuantele VITA Classic pot fi acoperite cu numai 5 Cluster-Shades (A1, A2, A3, A3.5 si A4)

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Doua culori speciale: Opaque si Bleach

Utilizare excelenta - necesita numai 10 secunde de fotopolimerizare pentru culorile utilizate frecvent (Cluster Shades A1 - A3.5)

Proprietati excelente de sculptabilitate si lustruire

Compatibil cu toti agentii adezivi conventionali

## **Indicatii:**

Restaurari ale cavitatilor de clasa I - V

Reconstructia dintilor anteriori atraumatizati

Fatetarile dintilor decolorati

Corectarea formei si nuantei pentru un aspect estetic imbunatatit

Fixarea dintilor anteriori

Reparatii de fatete

Restaurarea dintilor primari

Reconstructii de bonturi dentare

Incrustatii (inlays) din material compozit

## **Compozitie:**

Trifluorura de ytterbiu

Sticla borosilicata bariu aluminiu

TCDDMA

BisEMA

BisGMA

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Initiatori

Stabilizatori

Pigmenti colorati

## Continut set:

1 seringa A1 x 4.5g

1 seringa A2 x 4.5g

1 seringa A3 x 4.5g

1 seringa A3.5 x 4.5g

1 seringa A4 x 4.5g

1 shade card (paleta culori)

Echivalenta nuante in cheia de culori VITA Classic:

	Light-curing* 10 sec.													Light-curing* 20 sec.		
<b>GrandioSO Unlimited</b>	A1				A2		A3			A3.5				A4		
VITA® classical	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

## Prezentare:

GrandioSo Unlimited Set - 5 seringi x 4.5g