

Bifix Veneer LC seringa 2gr

Pret:

228,79 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit de cimentare nano-hibrid fotopolimerizabil

Sistem de umbrire intuitiva si eficienta:

Cele trei nuante (luminos, transparent, cald) faciliteaza alegerea nuantei si permit modificarea pozitiva a rezultatului estetic.

Paste de cautare:

Rezultatul final poate fi verificat in avans si se poate selecta nuanta exacta

Canula de aplicare cerere:

Previne decolorarea sau deteriorarea fatetei datorita unei canule din plastic

Consistenta optima:

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001. Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Materialul este suficient de stabil pentru a preveni scurgerea atunci cand se aplica pe fateta si, in acelasi timp, suficient de fluid pentru a permite o pozitionare usoara si precisa pe dinte.

Indepartarea fara efort a excesului de material:

Dupa o scurta polimerizare partiala

Ridicarea si asezarea in siguranta a furnirului:

Datorita dispozitivului flexibil de aplicare Sticky Tim cu varf adeziv

Contine toate componentele necesare pentru fluxul complet de lucru pentru lipirea fatetelor

Indicatii:

Cimentarea permanenta a fatetelor, inlay-urilor si onlay-urilor ceramice si compozite, cu o grosime a stratului de maximum 2 mm, cu o transluciditate suficienta a restaurarii.

Prezentare

Bifix Veneer LC - 1 seringă x 2g