

## Dop supapa rezervor apa Fedesa

Pret:

**119,72 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Dop supapă, este compatibil cu rezervoarele de apă Fedesa.

- ✓ Asigură etanșare optimă și durabilitate
- ✓ Ușor de montat și întreținut
- ✓ Fabricat din materiale rezistente la uzură și presiune

### ❗❗ Important:

- ❗❗ Piesă originală Fedesa
- ❗❗ Se vinde individual
- ❗❗ Ideal pentru înlocuirea componentelor deteriorate