

Coloana lampa Fedesa



Pret:

765,20 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Coloana de 45 cm este concepută special pentru susținerea lămpilor dentare Fedesa, oferind stabilitate și integrare în unitatea dentară.

- ✓ Lungime: 45 cm
- ✓ Fabricată din material rezistent și durabil
- ✓ Asigură fixare stabilă și poziționare corectă a lămpii

⚠️Important:

- ⚠️ Piesă originală Fedesa
- ⚠️ Se vinde individual
- ⚠️ Recomandată pentru înlocuirea coloanelor deformate sau uzate