

Linguri fluorizare

Pret:

6,34 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Linguri pentru fluorizare, fabricate dintr-o spuma flexibila ce permite pacientului sa muste intr-un mod confortabil pe gutiera umpluta cu lichid de fluorizare.

Disponibile in marimile S (mic - copii) / M (mediu) si L (mari).

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09, Cod fiscal: RO 117 58 273



Prezentare

1 bucata