

## Autoclav Euronda E9 Cls B 24 litri

**Pret:**

**30.906,86 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

E9 New 24 litri - autoclav clasa B care combina fiabilitatea extrema cu cele mai moderne concepte de conectivitate si trasabilitate totala datorita celor 3 seturi de printare care pot fi incorporate in orice moment: o imprimanta interna cu hartie tehnica, un printer intern cu etichete adezive si o imprimanta externa cu etichete adezive

### Avantaje:

Permite integrarea a 3 tipuri diferite de imprimanta adaptandu-se la cerintele fiecarei practici conform standardelor de control si securitate cerute de legislatie

Trasabilitatea extinsa realizata prin cardul SD, Ethernet si kitul wi-fi optional (achizitionat separat) asigura ca datele de sterilizare sunt intotdeauna disponibile pe PC, imprimante, telefon si tableta datorita programului gratuit E-Memory

Sigur - autoclavul poate valida digital conformitatea procesului de sterilizare atat in etapele de incarcare, cat si de descarcare

Functional - proiectat pentru maxim de eficienta, ergonomie si longevitate, simplifica operatiunile normale

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
zilnice, precum si mentenanta extraordinara

Interfata intuitiva si eficienta a autoclavului E9 permite ca elementele din meniu sa fie selectate rapid si eficient

Tehnologia Inspection System (sistem de inspectare) permite curatarea usoara si frecventa

Inspection System - sistem rapid si intuitiv de deschidere si acces la compartimentul rezervorului care face ca operatiunile de curatare sa fie mai usoare si mai rapide

Dirt Control System - sistemul de gestionarea a reziduurilor din circuitul hidraulic permite separarea precisa a debitelor de apa curata si murdara, astfel incat autoclava sa poata continua lucrul cu maxim de eficienta

Conductimetru - senzor de conductivitate care monitorizeaza constant calitatea apei, prevenind eventualele defectiuni datorate utilizari unei ape nepotrivite

Separator aer-apa care optimizeaza operarea pompei

Generator instant de abur

Sterilizare clasa B, ciclurile de sterilizare fiind conforme cu standardul EN13060

Consum optim de apa si electricitate

Design simplu si elegant

## **Date tehnice:**

Capacitate: 24 litri

Greutate: 53 kg

Dimensiuni externe(W x H x D): 460mm x 455mm x 855mm

Alimentare: 230V, 50/60Hz

Consum: 2300W

Conectivitate (inclusa): Ethernet, SD card si programul E-Memory

Conectivitate (optionala, achizitionare separata): WiFi



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273