

## Piesa chirurgie WS-75L



**Pret:**

**6.119,14 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Piesa implantologie, model WS-75 L cu Fibra Optica pentru "Implantmed SI-1023"

Rata de transmisie 20:1, turatie maxima: 50.000 rpm

Spray intern si extern

Push button cu sistem de prindere pentru freze cu diametru 2,35 mm

Demontabila, dezinfectare si sterilizare pana la 135°

Domenii de utilizare: implantatie, osteotomii