

Dezinfectant suprafete Incidin Liquid 1L

Pret:

67,41 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Dezinfectant rapid de suprafete mici, pentru aparatura medicala.

Cu aviz biocid

Conține

Amestec de alcooli (2-propanol și 1-propanol) si alte substante bactericide.

Activ pe tot spectrul microbian: bacterii (inclusiv Mycobacterii), fungi, virusuri (HBV/HCV, HIV, Rotavirusuri, Adenovirusuri, Papova, Vaccinia, virusuri herpetice)

Domenii de utilizare

Dezinfectia obiectelor de inventar din orice material (metal nichelat, cromat, vopsit, lemn lustruit sau vopsit, material plastic, sticla, ceramica): mobilier de spital, laborator, brancarde, targi, carucioare, canapele de consultatii si tratament, mese de operatii, obiecte sanitare, clante de usi, telefoane etc.

Dezinfectia aparaturii medicale din blocurile operatorii, laboratoare, sectii A.T.I., sali de nastere, sali de tratamente, cabinete medicale individuale și cabinete stomatologice.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Dezinfectia dispozitivelor medicale, precum și a stetoscoapelor, termometrelor, instrumentarului mic

INCIDIN LIQUID

- compatibil cu toate materialele (mai puțin Plexiglas și materiale sensibile la alcoolii)
- acțiune ultrarapidă de dezinfectare
- miros plăcut
- ușor de manipulat prin sprayere

Mod de utilizare

INCIDIN LIQUID - se folosește nediluat, prin pulverizare asupra aparaturii medicale sau asupra suprafețelor de dezinfectat (curățate în prealabil), de la o distanță de 30 cm (aproximativ 30 ml/m²). Se lasă să se evapore.

Se mai poate aplica și prin stergere cu laveta.

TIMP DE ACȚIUNE: 5 MINUTE.

Prezentare

Flacon 1L