

Seringa anestezie cromata cu autoaspiratie 1.8ml

Pret:

130,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Aspirare automata fara arc sau harpon. Seringa hipodermica cu autoaspiratie. Fabricat din otel inoxidabil si plastic, poate fi sterilizat prin orice metoda. Distaanta scurta dintre monturi va ofera echilibru si manevrabilitate excelente. Pentru a efectua procesul de autoaspiratie semi-automat, este suficient sa incetati sa apasati usor pe piston, fara a schimba pozitia mainii pe seringă.

Volum carpula: 1,8 ml (tip C-W)

ATENTIE: Se sterilizeaza separat de alte instrumente metalice. Nu se foloseste dezinfectant lichid, deoarece poate deteriora materialul.

Prezentare

- 1 buc seringă autoaspiratie inox