

## Sanifizer Automatic pentru baie cu ultrasunete 1L



**Pret:**

**150,39 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Sanifizer Automatic - dezinfectant si detergent multi-enzimatic pentru dezinfectarea si curatarea instrumentelor chirurgicale si a dispozitivelor medicale, recomandat pentru utilizarea impreuna cu aparatul multifunctional cu ultrasunete Eurosafe Smart

### Avantaje:

Utilizat impreuna cu aparatul multifunctional cu ultrasunete Eurosafe Smart, spalarea eficienta cu ultrasunete si curatarea si dezinfectia incarcaturii sunt combinate intr-un singur ciclu

Sistemul de cartuse intersanjabile permite inlocuirea usoara, asigurand usurinta in utilizare si siguranta operatorului

Complexul biocid si complexul enzimatic incapsulat lucreaza impreună pentru a oferi toate avantajele unui detergent dezinfectant de curatare in profunzime, protejand in acelasi timp materialele tratate

pH-ul neutru este ideal pentru tratarea chiar si a celor mai delicate materiale, evitand efectele oxidante si corozive

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Formula fara clor, alcool, fenol si aldehide asigura compatibilitatea cu o gama larga de materiale

Formula speciala asigura o curatare optima a tuturor reziduurilor organice

Fara substante periculoase sau toxice, asigura siguranta operatorilor

Este biodegradabil în proportie de >90%, rezultand un impact redus asupra mediului

Dezvoltat pentru a fi eficient in concentratii scazute (0,5%), necesita o doza mai mica, reducand la minimum deseurile si impactul asupra mediului

Se pot efectua 20 de cicluri cu un singur bidon de 1 litru

## **Ingrediente active:**

Complex multienzimatic de amoniu cuaternar, diamina, de a patra generatie

## **Spectru de actiune:**

Bactericid, levuricid, micobactericid, virucid

## **Materiale compatibile:**

Otel inoxidabil, aluminiu, polipropilen (PPE), PVC, polistiren, Teflon (PTFE) si policarbonati

## **Prezentare**

1 x Flacon 1 litru