

## Cart mobil HKS-01 cu suport pentru PC



**Pret:**

**3.009,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Conceput pentru uz medical, cartul mobil HKS-01 este compatibil cu carcase de calculator standard (tip ATX - Advanced Technology eXtended), brat mobil pentru monitor si un sistem ascuns de management al cablurilor, asigurand un spatiu de lucru modern, ordonat si functional.

### **Caracteristici:**

- Fabricat din tabla DKP de calitate superioara
- Raft superior: 58 x 30 cm
- Raft intermediar: 40 x 30 cm
- Compatibil cu carcase standard ATX
- Spatiu pentru carcasa: inaltime 48.5 cm, latime 22 cm, adancime 46 cm
- Suport monitor reglabil pe inaltime
- Compatibil cu monitoare de pana la 27"
- Corp intermediar inchis pentru mascarea cablurilor
- Suport special pentru scanner integrat
- Acces facil in interior prin capac cu prindere magnetica
- Raft interior ascuns (30 x 16 cm) pentru adaptoare si accesorii
- Priza ascunsa cu 4 iesiri si cablu de 5 metri

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068.0043.7192.0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Set de carlige speciale pentru strangerea cablurilor
- Inaltime raft superior: 85 cm
- Inaltime centrala de prindere a monitorului: 114 cm
- Roti din silicon silentioase
- Maner din plastic pentru manevrare
- Suprafete metalice vopsite in camp electrostatic
- Design demontabil pentru transport si montaj facil
- Culori disponibile: alb, antracit

**\*Nota: Monitorul, unitatea PC si accesoriile periferice (tastatura, mouse) nu sunt incluse.**

## Prezentare

1 bucata