

## **Varf scanner Aoralscan Elite Wired/Wireless**



**Pret:**

**306,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

#### **Varf mini de scanare pentru Aoralscan Elite**

Avantaje:

Ideal pentru uz pediatric

Dimensiuni: 12mm x 9mm

Autoclavabil

#### **Varf standard de scanare pentru Aoralscan Elite**

Avantaje:

Ideal pentru uz standard(adulti)

Dimensiuni: 16mm x 12mm



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Autoclavabil

## **Varf IPG pentru Aoralscan Elite**

Avantaje:

Varful IPG, mai mare decat varful standard, permite captura fiecarui detaliu al geometriei orale edentate a pacientului

Asigura claritate fara egal

Datele de inalta rezolutie, primate dupa scanare, permit medicului evaluarea precisa a conturilor tesuturilor moi si identificarea oricaror anomalii in cavitatea bucala

Rezultate de calitate superioara in cazurile edentate

Dimensiuni: 19mm x 14mm

Autoclavabil

## **Prezentare**

Varf mini / standard / IPG scanner Elite Wired/Wireless - 1 buc