

## Ciment provizoriu fara eugenol Henry Schein seringa automix 2x5ml

Pret:

**245,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Ciment provizoriu fara eugenol Henry Schein, pe baza de policarbonat, cu vascozitate redusa. Recomandat pentru cimentarea provizorie a coroanelor, puntilor, inlay-urilor si onlay-urilor.

Compatibil cu toate tipurile de adezivi pe baza de rasini – nu afecteaza procesele ulterioare de cimentare definitiva.

Seringa automix asigura o dozare precisa si o amestecare uniforma, pentru o aplicare curata si eficienta.

### Prezentare

Seringa automix 2 x 5ml + 3 varfuri de mixare