

Manusi nitril EasyCare cobalt 100 buc

Pret:

25,49 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Manusi din nitril easyCARE flex fara pudra, nesterile, cobalt XS-L

Destinate utilizarii unice in domeniul frumusetii si al sanatatii.

Produs nesteril si fara pudra, conform standardelor tehnice, aprobat pentru contactul cu alimente.

Manusi de diagnosticare din nitril de unica folosinta, cu manseta rulata.

Suprafata interioara clorurata si polimerizata, exterior cu textura polimerizata si texturata la varful degetelor.

CARACTERISTICI

Material: nitril

Produs: dispozitiv medical – clasa I

Categoria: III, tip B – echipament individual de protectie

Cantitate: 100 bucati

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Culoare: cobalt

Marime: XS - L

Pudra: fara

Finisaj margine: manseta rulata uniform

Forma: universala – potrivite pentru mana stanga si dreapta

Texturate la varful degetelor

Aprobate pentru contactul cu alimente

Test de impermeabilitate la apa – AQL 1.0

UTILIZARE:

Manusile din nitril easyCARE de la ZARYS sunt utilizate in numeroase domenii, inclusiv:

medical (aziluri, cabinete stomatologice, laboratoare, farmacii),

cosmetic (salonuri de infrumusetare, frizerii, studiouri de tatuaje),

tehnic (ateliere auto, firme de constructii si renovari, zugravi, lacuitori),

firme de curatenie si cabinete veterinare.

Prezentare

Cutie 100 bucati