

Microscop endodontic Fanta cu camera video integrata



Pret:

49.900,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

ATENȚIE: Microscopul este complet accesoriizat, și conține:

- Cameră FULL HD cu sistem de înregistrare foto/video integrată în capul microscopului
- Sistem de rotație a capului microscopului +/-25 grade, similar MORA -> inel de rotație și angulator
- Beam splitter cu angulator 30 grade
- Adaptor pentru telefon mobil cu carcasă furnizată la cerere pentru tipul dvs. de telefon mobil

Proiectat pentru tine – pentru confort și stil

- **Tub ocular pliabil (0–210°)** – oferă ergonomie maximă, reduce aplecarea înainte a operatorului și mărește spațiul de lucru sub microscop. Tubul ocular prezintă și un extender integrat astfel încât să aducă mai aproape de ochii operatorului binocularul, mărind astfel ergonomia și asigurând o poziție

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
ergonomică pe scaun a operatorului.

- **Mânere de reglaj** pentru poziționare rapidă.
- **Ajustare cu buton mecanic a distanței interpupilare (PD)** pentru adaptare precisă la utilizator.

Sistem de imagine SONY Full HD integrat

- **Documentează și înregistrează cazurile la rezoluție 1920×1080.**
- **Suportă 60 FPS** pentru afișare și înregistrare video fluentă.
- Include **card TF de 64 GB** pentru stocare (microSD).
- Sistemul înregistrează și stochează video și foto, precum și proiectează live operația pe un monitor (braț monitor integrat, aveți nevoie doar de un monitor!) sau pe un alt televizor!

Obiectiv cu focalizare fină și 5 trepte de mărire REALĂ

- Trepte de mărire: **3.2×, 5.0×, 8.0×, 12.8×, 20×.**
- Focalizare fină pentru claritate optimă la detalii.

Sursă de lumină extrem de puternică și durabilă

- **LED medical (lumină albă)**, uniformă și fiabilă.
- **Iluminare minimă la distanță $F=250\text{ mm} \geq 80.000\text{ lx}$.**
- **Durată de viață a sursei ≥ 60.000 ore** de funcționare.
- **Diametrul spotului de iluminare $> 70\text{ mm}$.**

Gândit pentru siguranță și controlul infecțiilor

- **Acoperire antibacteriană cu nano-ioni de argint**, pentru niveluri maxime de control al infecțiilor și o igienizare ușoară a suprafețelor.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273