

## Lampa prelevare culoare dinti Runyes Spectra

**Pret:**

**3.100,01 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Determinarea culorii ideale intr-o restaurare dentara reprezinta un proces complex, deoarece perceptia culorii este influentata de lumina, de modul in care aceasta se reflecta pe suprafata dintelui si de interpretarile vizuale ale fiecarui medic. Translucenta naturala a smaltului, reflexele salivei si diferentele subtile de tonalitate fac ca potrivirea exacta a culorii sa fie o adevarata provocare pentru orice medic stomatolog.

Detectorul de culoare iShade S3 Runyes elimina incertitudinea si ofera o evaluare precisa si reproducibila in numai 1 secunda. Tehnologia sa avansata utilizeaza 7 fibre optice de masurare si o lumina LED alba standardizata, garantand obtinerea rezultatului corect fara influenta factorilor externi sau a luminii ambientale.

Dispozitivul este compatibil atat cu ghidul VITA Classical, cat si cu sistemul VITA 3D-MASTER, facilitand comunicarea eficienta cu laboratorul dentar. Operarea este simpla: se pozitioneaza detectorul pe suprafata dentara, se apasa butonul, iar nuanta este afisata instant pe ecranul digital, gata de utilizare in procesul clinic.

iShade S3 este prevazut cu calibrare automata – este suficient sa fie asezat cateva secunde pe baza pentru a fi pregatit pentru utilizare. Designul usor, de doar 218 g, asigura confort in utilizare chiar si pe perioade lungi. Bateria integrata are o autonomie excelenta, permitand realizarea a peste 5000 de masuratori cu o singura incarcare, datorita modului inteligent de standby.

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Acest detector ofera o combinatie unica de eficienta, precizie si stabilitate, devenind un instrument esential pentru o potrivire corecta a culorii in restaurarile dentare moderne.

## **Caracteristici principale:**

- 7 sonde optice pentru masurare colorimetrica multipunct
- Algoritmi avansati pentru restabilirea acuratetei reale a culorii
- Rezultate rapide in 1 secunda, printr-o singura apasare
- Tehnologie LED standardizata – fara influenta luminii ambientale
- Afisaj digital clar, interfata simpla si intuitiva
- Greutate redusa: doar 218 g
- Maner ergonomic, usor de utilizat perioade extinse
- Baterie cu autonomie mare: peste 5000 de masuratori la o incarcare
- Ideal pentru potrivirea nuanțelor VITA si a culorii dintilor naturali

## **Specificatii tehnice:**

- Tip baterie: Litiu reincarcabila (integrata)
- Tensiune baterie: 4.2V la incarcare completa
- Capacitate baterie: 1500 mAh
- Port incarcare: USB Type-C
- Tensiune incarcare: DC 5V
- Curent incarcare: 1A
- Masuratori per incarcare: peste 5000
- Temperatura de lucru: 5°C – 45°C
- Umiditate relativa: 50% – 90%
- Presiune atmosferica: 70 kPa – 106 kPa
- Tip masurare: Spectrofotometrica pe suprafata
- Compatibilitate: VITA shade tabs, dinti naturali

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com : I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273

