

Baie cu ultrasunete 3 litri Clean 01

Pret:

1.346,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Avantaje

- Capacitate tanc - 3 litri / 25 x 17.4 x 7.8 cm
- Panou de control cu tehnologie touch capacitiva - durabila, rezistenta, rezistenta la apa si la substante chimice
- Valva de golire - usor de folosit
- Doua generatoare ultrasonice de capacitate industrială - distribuire uniforma a undelor ultrasonice, curatare puternica, durabilitate sporita
- Doua incalzitoare ceramice - montate sub tanc pentru o incalzire sigura si uniforma; constructie durabila
- Afisaj LED in 3 culori - usor de operat, cu panou de control cu 4 taste, 6 setari pentru imer, 3 setari pentru temperatura
- Circuit de control independent pentru fiecare generator de ultrasunete - 40% crestere in eficienta, nu este susceptibil la interferente, durabil
- Protectoare multiple de circuit - la suprasarcina sau folosire necorespunzatoare, protectorii intrerup alimentarea catre diferite zone pentru a proteja aparatul
- Placa de baza protejata impotriva umezelii - placa de baza este plasata vertical pentru o mai buna protejare la umezeala si la interferente
- Doua ventilatoare de racire - unul pentru placa de baza si unul pentru generatoarele de ultrasunete
- Multiple accesorii optionale - cos de plastic suspendat, tava si suport din otel inoxidabil
- Design structural avansat si solid - circa 60% din tancul si suportul sunt din plastic protejat la umezeala si la interferente. 60% din sistemul de alimentare este protejat la umezeala si la interferente pentru folosirea in cabinet



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Specificatii

- Capacitate tanc: 3 litri
- Dimensiune tanc: 25 x 17.4 x 7.8 cm
- Dimensiunea maxima a unui obiect pentru a incapea in tanc: 26.6 cm
- Putere: 300W
- Setari timer: 10 min -> 15 min -> 20 min -> 25 min -> 30 min ->5 min
- Golire tanc: prin valva de golire
- Frecventa ultrasunete: 35000 Hz
- Material tanc: otel inox SUS304
- Material carcasa: ABS
- Greutate: 5.1 Kg
- Dimensiune aparat: 42,8 x 29 x 22 cm