

Alginat Cromatic AlgiChrome 453g

Pret:

42,80 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Alginat dentar pentru amprentare, cu priza rapida si proprietati elastice excelente, destinat utilizarii in cabinetele stomatologice pentru amprente precise si confortabile pentru pacient.

Formula cromatica permite controlul facil al etapelor de lucru prin schimbarea culorii in timpul procesului de priza. Materialul are o textura fina, cu dispersie redusa a particulelor de praf, pentru un mediu de lucru mai sigur si mai curat.

Parfum discret de lamaie si note tropicale pentru un plus de confort in utilizare.

Caracteristici:

Alginat cromatic in 3 faze:

Roz/Fuchsia – faza de mixare

Portocaliu – timp de lucru

Galben – timp in gura



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Priza rapida (Fast Set)

Tixotropic

Aroma lamaie si tropical

Fara praf

Elastic

Material cu dispersie redusa a particulelor

Timp de lucru:

Timp de amestecare: 45 secunde

Timp de lucru: 1 minut si 35 secunde

Timp de priza in gura: 1 minut

Timp total de priza: 2 minute si 35 secunde

Dozaj recomandat:

18 g pulbere (2 masuri)

36 ml apa (2 unitati)

Rezultat: aproximativ 25 amprente de marime medie per pachet de 453 g

Standard: conform ISO 21563

Recomandat pentru:

Indepartarea protezelor

Modele de studiu

Amprentarea protezelor



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

Punga 453g