

Mobilier stomatologic Astra Mobili Focus



Pret:

16.190,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Mobilierul stomatologic este o solutie moderna si functionala pentru organizarea eficienta a spatiului din cabinet. Conceput pentru utilizare zilnica intensiva, acest set cu 4 corpuri imbina designul curat cu functionalitatea practica, oferind spatii de depozitare bine organizate, suprafete de lucru rezistente si integrare optima a zonei de chiuveta.

***Se ofera consultanta gratuita din partea producatorului pentru proiecte personalizate complete de amenajare cu mobilier.**

Dimensiuni: 2085 x 520 x 880 mm

Caracteristici:

- manere cromate
- structura si fatade RAL9010 alb standard
- chiuveta emailata
- Sertarele pot fi deschise complet, sunt prevazute cu tavi din PST, de modele si dimensiuni diferite
- Sistemul de inchidere al usilor este dotat cu amortizor
- Blat laminat, cu grosimea de 30mm

COMPONENTE INCLUSE:

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Corp pentru chiuveta

Laterale de mascare (panouri laterale)

Traversa pentru doua corpuri baza

Picioare suport pentru mobilier

Corp cu 4 sertare

Corp mobil cu 5 sertare (mobil)

Blat inox satin pentru corp mobil

Corp cu 1 usa si 1 raft interior

Cos metalic pentru deseuri

Tavite organizatoare pentru sertare H40 si H80

Decupaj posterior pentru blat

Blat laminat alb

Baterie chiuveta cu scurgere

Chiuveta metalica emailata tip picatura

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Blat laminat alb rezistent la uzura
- Blat inox satin pentru zona de lucru
- Sertare cu organizare modulara
- Chiuveta cu montaj pe blat
- Baterie cu maneta clinica (igienica)
- Structura stabila cu picioare de sustinere



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273