

GuttaFlow2 Standard Set Roeko seringa 5ml



Pret:

601,55 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Material pentru sigilarea si obturarea canalelor radiculare cu gutaperca la rece

Avantaje:

Nu necesita incalzire - nu se comprima

Un singur material pentru sigilant si gutaperca

Beneficiaza de o fluiditate excelenta plus dilatare - nu necesita condensare

Adeziune foarte buna pe conurile de gutaperca si dentina - creeaza o sigilare de exceptie

Forma de pulbere cu marimea particulelor: 30 μ m

Proprietati tixotropice - vascozitatea se diminueaza sub presiune, permitand patrunderea chiar si in cele mai inguste canale

Obturare tri-dimensionala fara condensare

Nu se dizolva in contact cu fluidele corporale (saliva, etc.) - solubilitate cca. 0.0%

Biocompatibilitate ridicata

Gata preparat



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Manevrare usoara

Se mixeaza omogen si igienic - fara bule de aer

Timp de lucru: 10-15min

Timp de polimerizare: 25-30min

Rezultate excelente in tratament

Siguranta in utilizare

Radioopac

Mod de prezentare: 1 seringă x 5ml + 12 varfuri mixare 4:1