

Scaun endo ComfortMove ergonomic

Pret:

6.936,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Scaune ergonomice BQE pentru operatori medicali

Scaunele Back Quality Ergonomics sunt proiectate sa faciliteze o pozitie corecta de lucru pe scaun pentru a preveni posibilele afectiuni musculoscheletale ale spatelui, gatului, umerilor sau mainilor.

Este cunoscut faptul ca, pentru a avea o maniera sanatoasa de a munci, este recomandata o alternare a pozitiei active de lucru cu cea pasiva. Va asumati o pozitie activa cand stati pe marginea scaunului si va inclinati in fata mentinandu-va lordoza naturala a coloanei folosindu-va muschii spatelui. Aceasta pozitie este corecta din punct de vedere medical, dar nu poate fi mentinuta pentru mult timp. O pozitie pasiva este mai putin obositoare, dar adesea ea este obtinuta cu pretul pierderii curvaturii corecte a coloanei vertebrale

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
in zona lombara.

Alternarea regulata intre pozitia activa si cea pasiva reduce presiunea in discurile vertebrale si minimizeaza iritarea sau intinderea ligamentelor sensibile cu conditia ca scaunul sa sustina o alternare corecta intre cele doua pozitii, adica sa aiba un mecanism bun de reglare a inclinarii sezutului, un bun suport lombar si o forma a sezutului care sa faciliteze o pozitie mai inalta de lucru, permitand un unghi mai mare intre sold si genunchi.

Toate scaunele BQE sunt ajustabile in inaltime si au un suport lombar reglabil atat in inaltime, cat si in profunzime (intensitate).

Toate scaunele BQE pot avea diferite tipuri de brate ajustabile, inclusiv brate rotative proiectate special pentru activitati medicale sau de laborator (endodontie, lucru la microscop, etc).

Scaun cu sezut triunghiular sau patrat

Scaunul ComfortMove Medical ofera posibilitatea alegerii intre un sezut triunghiular (CMM-3), care permite o pozitie de lucru mai inalta, sau un sezut patrat (CMM-4) pentru o sustinere mai buna a coapselor.

Scaun stomatologic si medical

ComfortMove Medical este livrat standard cu tapiterie neagra fara cusaturi, usor de curatat, si baza din crom care nu atrage praful. Poate fi personalizat cu tapiterie in culoarea dorita.

Flexibilitate si confort

Tapiteria cu grosime de 5 cm distribuie presiunea in mod uniform si permite circulatia optima a sangelui in picioare. Suportul lombar asigura stabilitate atat in pozitia activa, cat si in cea pasiva.

Optiuni de reglaj:

Inaltime sezut: 47 cm – 93 cm (in functie de cilindrul de gaz ales)

Adancime sezut: 35 cm – 42 cm

Reglare presiune suport lombar



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Reglare inaltime suport lombar