

Aspirator chirurgical mobil Corpus Maxi evacuare automata



Pret:

7.435,80 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aspirator chirurgical mobil, cu evacuare automata a lichidelor (conectat la scurgere).

Avantajul pentru acest tip de evacuare este ca aspiratorul chirurgical nu mai trebuie sa fie golit manual la umplerea rezervorului, ci prezinta o pompa care, atunci cand rezervorul se umple, evacueaza continutul in mod automat la o scurgere. Pentru acest fapt, aspiratorul trebuie conectat la scurgerea unitului, printr-o derivație de tip Y (neinclusa - va trebui ca instalatorul dvs. să monteze o derivație la scurgerea unitului dentar). Astfel, nu mai aveti nicio grijă și aspiratorul va putea funcționa în mod continuu, fără întreruperi.

Contine tot ce aveti nevoie pentru a functiona imediat - aspirator chirurgical cu separator de lichide integrat, suport de canule, doua canule de aspiratie, una cu debit mare si una cu debit redus (salivar).

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Avantaje

Instalare usoara.

Dotat cu un motor inelar "non-stop" de aspirare cu aer care poate transfera 1300 litri de aer pe minut.

Poate lucra continuu 8-10 ore.

Carcasa de inosonorizare este proiectata pentru nivel minim de zgomot si circulatie maxima pentru a evita incalzirea motorului.

Componentele aspiratorului sunt controlate de o placa electronica de inalta tehnologie care are rolul de a proteja aspiratorul impotriva socurilor electrice.

Dispune de un sistem anti vibratii si amortizor de zgomor la sistemul de evacuare a aerului si la motorul de aspiratie.

Emisia proiectata cu filtru pentru a evita contaminarea cu aer murdar.

Furtune siliconice usor de curatat, fiabile, reutilizabile.

Rezervor de 3,8 litri pentru descarcare manuala.

Portcanule cu pornire automata, doua furtune detasabile (11mm si 16mm) dotate cu filtru central care impiedica blocarea sistemelor cu particule mari.

Trei varfuri de aspiratie cu 3 diametre.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Accesorii

Filtru pentru retinerea particulelor mari cu instalare, intretinere si curatare usoara si rapida.

Date tehnice

Putere aspiratie aer: 1300 L/min;

Putere aspiratie H2O: 10-12 L/min;

Putere vacuum: -120 mbar (+/-10%);

Putere motor: 370 W/50 HZ - 450 W/60 HZ;

Alimentare: 208-254 V / 50-60 Hz / 3-3.8 A ;

Viteza motor: 2800 RPM;

Nivel zgomot: 45 DB ;

Greutate: 30 KG;

Dimensiuni: 32 x 32 x 85 cm (L x l x I);

Prezentare

Pompa de vacuum Corpus Vac

Separator Cattani apa/aer

Rezervor de colectare de 4 litri drenabil manual

2 furtunuri de aspiratie pe suport cu switch automat pornit/oprit

Control electronic

Carcasa insonorizare dotata cu role