

Oglinda dentara Micro Kit 4 buc asortate

Pret:

443,69 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Oglinzile dentare Royva FlexiMirror sunt concepute pentru microscopie si microchirurgie, oferind acces optim in zone dificile datorita capatului de lucru flexibil si ultra subtire. Designul flexi permite adaptarea formei varfului in functie de necesitatile clinice, reducand unghiurile moarte si imbunatatind controlul vizual in timpul procedurilor de precizie.

Capatul de lucru este realizat din material flexibil, care poate fi indoit pentru a obtine un camp vizual clar in zone greu accesibile. Designul ultra subtire minimizeaza obstructia si permite utilizarea eficienta sub magnificatie.

FlexiMirror este special dezvoltat pentru micro stomatologie si microchirurgie, fiind recomandat pentru proceduri care necesita precizie ridicata si control vizual constant. Oglinzile ofera imagine clara si stabila, fara distorsiuni, sprijinind deciziile clinice in interventii complexe.

Manerul este ergonomic si compatibil cu sistemul de varfuri detasabile, permitand montare si demontare rapida. Sistemul detasabil eficientizeaza fluxul de lucru si faciliteaza utilizarea mai multor tipuri de varfuri cu acelasi maner.

Disponibile in variantele de mai jos:



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

5mm / 0.7mm ROTUND

2x7mm / 0.7mm DREPTUNGHI

3x9mm / 0.7mm DREPTUNGHI

Prezentare

Kit 4 buc asortate