

Oglinda dentara Micro Flexi Kit



Pret:

637,50 lei TVA inclusa

Descriere produs:

FlexiMirror Kit este un set profesional de oglinzi dentare micro, conceput pentru microscopie si microchirurgie, unde accesul in zone complexe si controlul vizual precis sunt esentiale. Kitul combina designul ultra subtire cu capete de lucru flexibile, permitand adaptarea rapida la diferite situatii clinice si eliminarea unghiurilor moarte.

Capatul de lucru flexibil poate fi indoit pentru a obtine o vizualizare clara a campului operator, chiar si in zone greu accesibile. Designul curbat si ultra subtire minimizeaza obstructia si faciliteaza utilizarea sub magnificatie.

FlexiMirror Kit este special dezvoltat pentru micro stomatologie si microchirurgie, oferind o combinatie optima intre precizie si flexibilitate. Sistemul cu varfuri interschimbabile permite utilizarea mai multor tipuri de oglinzi cu acelasi maner, crescand eficienta si rapiditatea in timpul procedurilor.

Manerul este ergonomic si prevazut cu sistem detasabil, care permite montarea si demontarea rapida a varfurilor, reducand timpul de lucru si imbunatatind fluxul clinic.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Caracteristici principale

Capat de lucru flexibil pentru acces optim in zone dificile

Design ultra subtire pentru microscopie

Varfuri interschimbabile pentru aplicatii multiple

Maner ergonomic cu sistem detasabil

Imagine clara pentru proceduri de inalta precizie

Special dezvoltat pentru microchirurgie

Continut FlexiMirror Kit

Un maner

Patru varfuri interschimbabile

Dimensiuni incluse

3 mm

5 mm

2 x 7 mm

3 x 9 mm

Grosime oglinda 0.7 mm