

## Oglinda dentara Micro Ultra Clear 10 mm



**Pret:**

**188,70 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Conceputa pentru proceduri care necesita vizibilitate ridicata in spatii limitate, fiind ideala pentru tratamente endodontice complexe si stomatologie pediatrica. Suprafata ultra clear asigura imagine clara si precisa, contribuind la control vizual optim in canale radiculare si zone posterioare greu accesibile.

Designul oglinzii imbina avantajele imaginii ultra clare cu flexibilitatea instrumentarului destinat microscopiei, permitand utilizarea eficienta in arii inguste. Dimensiunea redusa a capului faciliteaza accesul in campuri operatorii limitate, fara a compromite calitatea imaginii.

Manerul este realizat din aliaj de aluminiu, oferind rezistenta ridicata si compatibilitate cu sterilizarea repetata. Oglinda este prevazuta cu design Endo Gauge, permitand masuratori rapide si precise in timpul procedurilor endodontice.

Oglinda dentara Ultra Clear 10 mm este recomandata pentru clinici si cabinete care utilizeaza microscopul si au nevoie de instrumente fiabile pentru proceduri de inalta precizie.

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Caracteristici principale:

Imagine ultra clear pentru vizualizare precisa

Dimensiune redusa pentru acces in zone dificile

Maner din aliaj de aluminiu, durabil

Design Endo Gauge pentru masuratori endodontice

Potrivita pentru microscopie si proceduri de precizie

## 10mm ULTRA CLEAR MIRROR

The advantages of an ultra-clear mirror combined with the flexibility of microscope instrumentation make it particularly suitable for complex root canals in the posterior region and space-constrained pediatric dentistry.

**SIZE**      **ORDER NO**

10mm      RX-Y10



## Prezentare

1 bucata