

Ser fiziologic (clorura de sodiu 0,9%) Euronda 500ml

Pret:

10,20 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Solutie izotonica sterila, recomandata pentru irigarea zonelor chirurgicale si pentru racirea instrumentelor rotative in timpul interventiilor stomatologice sau a instrumentelor oscilante utilizate in chirurgia piezoelectrica.

Formula este special conceputa pentru a nu modifica echilibrul osmotic extracelular in timpul procedurilor. Dupa interventie, solutia poate fi utilizata pentru indepartarea sangelui si a fragmentelor tisulare, precum si pentru spalarea si irigarea plagilor.

Clasificare

Dispozitiv medical clasa IIa

Sterilitate

Sterilitate garantata timp de 3 ani de la data sterilizarii



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Compozitie

Clorura de sodiu de uz farmaceutic (0,9%) si apa pentru preparate injectabile

Avantaje:

Compatibila cu pompa peristaltica

Conceputa pentru utilizare cu pompe peristaltice, adaptabila tuturor echipamentelor Physiodispensers.
Comparativ cu recipientele clasice, puna este mai usor de utilizat si mai rezistenta.

Versatilitate ridicata

Potrivita atat pentru racirea instrumentelor rotative si oscilante in procedurile dentare, cat si pentru irigarea
zonelor chirurgicale, indepartand saliva, sangele si alte reziduuri.

Siguranta

Solutia salina Euronda Alle este sterila si are o durata de valabilitate de 3 ani. A fost testata pentru contact
sigur cu tesuturile, osul si dentina, timp de pana la 24 de ore.

Prezentare

500 ml