

OptiBond FL Adhesive Refill 8ml

Pret:

580,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

OptiBond FL - adeziv fotopolimerizabil, cu umplutura, gravare completa, bicomponent (primer+adeziv)

Avantaje:

Filled and Light Cured (umplut si fotopolimerizat)

Structura adeziva unica, cu umplutura 48%

Usor de utilizat

Necesita o singura polimerizare

Flux de aplicare eficient: un strat primer, un strat adeziv si fotopolimerizare

Pentru preparari umede sau uscate

Radio-opacitate ridicata - usor de detectat la radiografie

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Performanta clinica pe termen lung testata

Singurul adeziv de gravare si clatire in 3 etape cu o umplutura de rasina adeziva

Ideal pentru sigilarea imediata a dentinei pe incrustatii (inlay/onlay), fatete si prepararile de coroana

Pentru tehnica directa

Prezentare

flacon adeziv 8ml