

Variofocus 2 CJ OPTIK 200-350 mm



Pret:

12.990,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

PLentilele obiectiv VarioFocus sunt concepute pentru a fi compatibile cu toate mărcile importante de microscop. Acestea pot înlocui obiectivele existente, oferind o ergonomie îmbunătățită pentru un confort sporit și o eficiență crescută în timpul procedurilor.

Avantaje cheie:

- Obiectiv cu reglaj continuu al distanței focale
- Înlocuiește obiectivul existent
- Microscopul se adaptează utilizatorului, pentru o ergonomie optimizată
- Crește flexibilitatea în cabinetele cu mai mulți medici

Pentru microscopul Labomed, CJ Optik, Seiler, Zumax, Smartoptic, Zeiss Opmi Pico

Distanța de lucru 200-350 mm