

Variofocus 5 CJ OPTIK 210-500 mm



Pret:

14.900,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

PLentile obiectiv VarioFocus sunt concepute pentru a fi compatibile cu toate mărcile importante de microscop. Acestea pot înlocui obiectivele existente, oferind o ergonomie îmbunătățită pentru un confort sporit și o eficiență crescută în timpul procedurilor.

Avantaje cheie:

- Obiectiv cu reglaj continuu al distanței focale
- Înlocuiește obiectivul existent
- Microscopul se adaptează utilizatorului, pentru o ergonomie optimizată
- Crește flexibilitatea în cabinetele cu mai mulți medici

Pentru microscopul CJ OPTIK exclusiv

Distanța de lucru 210-500 mm