

## Variofocus 2 CJ OPTIK 200-350 mm pentru ZEISS



Pret:

**12.990,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

**PLentilele obiectiv VarioFocus** sunt concepute pentru a fi compatibile cu toate mărcile importante de microscop. Acestea pot înlocui obiectivele existente, oferind o ergonomie îmbunătățită pentru un confort sporit și o eficiență crescută în timpul procedurilor.

### Avantaje cheie:

- Obiectiv cu reglaj continuu al distanței focale
- Înlocuiește obiectivul existent
- Microscopul se adaptează utilizatorului, pentru o ergonomie optimizată
- Crește flexibilitatea în cabinetele cu mai mulți medici

Pentru microscopul ZEISS

Distanța de lucru 200-350 mm