

Test integrator autoclav Clasa 5, cu adeziv, cutie 250 stripuri

Pret:

100,30 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Test integrator autoclav Clasa 5, cu adeziv, cutie 250 stripuri (1 bucata)

Integratorul de Clasa 5 EC.STEAM 98.3-L este un produs pentru controlul procesului de sterilizare la autoclav, funcționând în toate ciclurile de sterilizare cu abur cu temperaturi standard de referință de 121 °C pentru 16,5 minute și 134°C pentru 5,3 minute.

Acest produs NU înlocuiește testul Bowie Dick.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Integratorul este laminat pentru a preveni posibila eliberare de cerneală pe articolele sterilizate.
- După utilizare, va da dovezi clare de expunere la un ciclu corespunzător de sterilizare cu abur, schimbând culoarea mărtoarelor din galben în negru.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
- Clasa TIP 5

Prezentare: cutie cu 250 stripuri adezive cu martor chimic