

## Filtek Easy Match Seringa 4g

**Pret:**

**285,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Filtek Easy Match Universal Restorative - nanocompozit universal fotopolimerizabil, pe baza de rasina, pentru restaurarile anterioare si posterioare care utilizeaza tehnica cu o singura nuanta

### **Avantaje:**

Selectie simplificata a culorii

Doar 3 nuante pentru a acoperi cheia de culori Vita Classic: Natural, Bright si Warm

Nuanta Natural este potrivita pentru majoritatea cazurilor, pentru restul putandu-se utiliza culorile complementare Bright si Warm

Nu necesita blocker

Ofera opacitate similara dentinei la grosimi mai mari de 2mm si translucenta similara cu cea a smaltului la grosimi de 0.5 - 1mm

Nu se lipeste de instrumente, permitand astfel o plasare usoara

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Particulele de nanoumplutura permit o lustruire si retentie a luciului excelenta

Radio-opacitate de 2.4mmAl (usor mai radio-opac decat smaltul)

## **Indicatii:**

- Restaurari anterioare si posterioare directe
- Reconstructii de bonturi

## **Date tehnice:**

- Retentie lustru (luciu%): 75%
- Uzura (ACTA 3-body, comparativ cu Filtek Z250=1): 0.47
- Rezistenta la fracturare (KIC, MPa m<sup>1/2</sup>): 1.89
- Rezistenta la comprimare: 361MPa
- Rezistenta elastica diametrala: 87MPa
- Rezistenta flexurala: 151MPa
- Comprimare (Watts %): 1.73

## **Prezentare:**

Filtek Easy Match Universal Restorative - 1 seringă x 4g