

Filtek Easy Match Flow Seringa 2g

Pret:

140,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit flow Filtek Easy Match Flowable

Filtek Easy Match Flowable este un compozit flow fotopolimerizabil utilizat pentru restaurari directe si aplicatii versatile in stomatologie. Sistemul de culori este simplificat, bazat pe trei nuante (Bright, Natural, Warm), permitand alegerea rapida a unei potriviri estetice fara utilizarea unui ghid complex.

Materialul prezinta o opacitate adaptiva, oferind transluciditate asemanatoare smaltului in zonele vizibile si opacitate similara dentinei in rest.

Consistenta flow si designul seringii permit dozare controlata si aplicare precisa, cu risc redus de incorporare a aerului.

Caracteristici:

- compozit flow fotopolimerizabil
- nuante: Bright, Natural
- tehnologie Filtek TRUE nanotechnology
- rezistenta buna la uzura si mentinerea luciului

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- risc redus de bule si curgere necontrolata
- canula flexibila pentru aplicare precisa
- piston ergonomic pentru dozare usoara
- compatibil cu incalzire pana la 70°C

Indicatii:

- restaurari directe (clasele I-V)
- baza / liner sub restaurari
- reparatii restaurari indirecte estetice
- reparatii materiale temporare
- sigilari santuri si fosete

Avantaje:

- selectie rapida a culorii
- integrare estetica naturala
- manipulare usoara
- reduce necesarul de stoc

Prezentare

Filtek Easy Match Flow - 1 seringă x 2g