

Sapun mani Klintensiv Quat Soap 1L

Pret:

49,90 lei TVA inclusa



Descriere produs:

QUAT SOAP este recomandat pentru curatarea si dezinfectarea igienica si chirurgicala a mainilor si a pielii, prin spalare. In domenii cu nivel de igiena specifica (industria alimentara, cosmetica si farmaceutica) produsul asigura protectia ideala a personalului, respectiv a calitatii produselor fabricate in aceste domenii.

SAPUN IGIENIC SI CHIRURGICAL 1L QUAT SOAP KLINTENSIV

Intr-un mediu profesional unde igiena este esentiala, fiecare detaliu conteaza. Dezinfectarea mainilor este o rutina zilnica in spitale, clinici, laboratoare, industria farmaceutica sau alimentara, insa utilizarea frecventa a sapunurilor agresive poate cauza uscaciune, iritatii si disconfort. Aceste probleme nu doar ca afecteaza starea pielii, dar pot influenta si productivitatea celor care trebuie sa respecte standarde stricte de igiena. SAPUN IGIENIC SI CHIRURGICAL 1L QUAT SOAP KLINTENSIV este special conceput pentru a rezolva aceasta problema, oferind o combinatie echilibrata intre protectie antimicrobiana avansata si ingrijirea delicata a pielii.

Cu o formula certificata conform standardelor internationale EN 1499 si EN 12791, acest sapun lichid este ideal pentru dezinfectarea rapida si eficienta a mainilor, oferind protectie dovedita impotriva agentilor patogeni periculosi, inclusiv MRSA si Enterococcus faecium. Spre deosebire de sapunurile obisnuite, care pot fi fie prea agresive, fie ineficiente in fata bacteriilor rezistente, QUAT SOAP actioneaza rapid si asigura o igiena impecabila in orice context profesional.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Textura vascoasa permite o aplicare uniforma si eficienta, oferind o acoperire optima pe suprafata pielii. Formula sa cu spumare redusa permite o clatire rapida, eliminand nevoia de clatiri repetate, ceea ce economiseste timp si resurse. In plus, datorita ingredientelor sale emoliente, pielea ramane protejata si hidratata chiar si dupa utilizari frecvente, prevenind aparitia iritatiilor si a senzatiei de piele uscata.

QUAT SOAP este mai mult decat un sapun antibacterian – este un produs esential pentru orice mediu unde igiena stricta este o prioritate. Asigura protectie rapida si de lunga durata, fiind ideal atat pentru dezinfectarea igienica de zi cu zi, care dureaza doar un minut, cat si pentru dezinfectarea chirurgicala, conform normelor stricte, in doar patru minute. In spitale, clinici, unitati de productie alimentara sau alte medii unde riscul de contaminare este ridicat, utilizarea unui produs eficient si sigur face diferenta dintre un mediu controlat si unul expus riscurilor microbiologice.

Indiferent de industria in care este utilizat, acest sapun lichid ofera un echilibru perfect intre eficienta si confort, eliminand riscurile asociate produselor concurente care fie usuca pielea, fie necesita timpi lungi de actiune. Fiecare spalare devine un proces sigur, rapid si eficient – fara reziduuri, fara piele uscata, doar protectie si confort. Alegerea QUAT SOAP inseamna alegerea unei solutii de igiena superioare, potrivita pentru cei care pun siguranta pe primul loc.

Beneficii: SAPUN IGIENIC SI CHIRURGICAL 1L QUAT SOAP KLINTENSIV

Actiune rapida si eficienta, fara timp pierdut

In medii profesionale unde fiecare secunda conteaza, spalatul mainilor trebuie sa fie atat rapid, cat si eficient. QUAT SOAP ofera dezinfectare igienica in doar 1 minut si dezinfectare chirurgicala in 4 minute, fara a necesita pasi suplimentari sau clatiri repetate. Acest lucru il face ideal pentru spitale, clinici, laboratoare si industria alimentara, unde fluxul de lucru trebuie sa ramana neintrerupt.

Formula cu spumare redusa pentru clatire usoara

Multe sapunuri antiseptice creeaza o spuma excesiva care necesita clatiri multiple, consumand timp si resurse. QUAT SOAP are o formula echilibrata, cu spumare redusa, ceea ce permite o clatire rapida si completa, fara sa lase reziduuri pe piele. Acest aspect este esential in unitatile medicale si industriale, unde eficienta si rapiditatea sunt prioritare.

Potrivit pentru utilizari frecvente, fara a afecta pielea

Folosirea zilnica a sapunurilor antiseptice poate duce la iritatii si uscaciune, afectand confortul utilizatorului. QUAT SOAP este formulat cu agentii emolienti care ajuta la mentinerea hidratarii naturale a pielii,

0068.0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
prevenind aparitia iritatiilor chiar si dupa utilizari repetate pe parcursul zilei. Astfel, utilizatorii se pot bucura de o igiena impecabila fara disconfortul cauzat de pielea uscata si crapata.

Ideal pentru multiple industrii cu cerinte stricte de igiena

Unul dintre cele mai mari avantaje ale QUAT SOAP este versatilitatea sa. Poate fi utilizat atat in spitale si clinici, cat si in fabrici de procesare a alimentelor, laboratoare farmaceutice, saloane de cosmetica si alte medii unde igiena stricta este obligatorie. Formula sa este conceputa pentru a respecta standarde ridicate de siguranta in diverse domenii, oferind utilizatorilor un produs de incredere indiferent de industria in care activeaza.

Intrebari Frecvente:

1. Ce tip de protectie ofera SAPUN IGIENIC SI CHIRURGICAL 1L QUAT SOAP KLINTENSIV?

SAPUN IGIENIC SI CHIRURGICAL 1L QUAT SOAP KLINTENSIV ofera protectie avansata impotriva bacteriilor, virusurilor si ciupercilor, inclusiv MRSA si Enterococcus faecium. Este testat conform standardelor EN 1499 pentru dezinfectarea igienica si EN 12791 pentru dezinfectarea chirurgicala. Acest lucru il face ideal pentru utilizare in spitale, clinici, laboratoare, industria alimentara si farmaceutica.

2. Poate fi utilizat zilnic fara a afecta pielea?

Da, SAPUN IGIENIC SI CHIRURGICAL 1L QUAT SOAP KLINTENSIV este formulat special cu agenti emolienti care protejeaza pielea si previn uscaciunea sau iritatiile chiar si dupa utilizari frecvente. Este testat dermatologic si este potrivit pentru utilizarea zilnica in medii unde spalatul mainilor este obligatoriu de mai multe ori pe zi.

3. Este necesara utilizarea unui dezinfectant suplimentar dupa spalare?

Nu, SAPUN IGIENIC SI CHIRURGICAL 1L QUAT SOAP KLINTENSIV asigura atat curatarea, cat si dezinfectarea mainilor, conform standardelor de igiena. Pentru utilizare igienica, actioneaza in 1 minut, iar pentru dezinfectarea chirurgicala, are efect complet in 4 minute. Nu este necesara aplicarea unui alt produs dezinfectant dupa spalare.

4. SAPUN IGIENIC SI CHIRURGICAL 1L QUAT SOAP KLINTENSIV este potrivit si pentru industria alimentara?

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Da, este ideal pentru industria alimentara, deoarece nu contine substante toxice si este compatibil cu mediile care necesita igiena stricta. Poate fi folosit in bucatarii profesionale, fabrici de procesare a alimentelor si alte medii unde este esentiala prevenirea contaminarii.

5. SAPUN IGIENIC SI CHIRURGICAL 1L QUAT SOAP KLINTENSIV poate fi utilizat si pe corp?

Da, poate fi folosit si pentru curatarea intregului corp inaintea interventiilor chirurgicale sau in alte situatii in care este necesara o igienizare riguroasa. Se aplica pe pielea umeda, se maseaza usor pentru spumare si se clateste bine cu apa. Se recomanda evitarea contactului cu ochii si mucoasele.

6. Cat timp trebuie sa masez mainile pentru dezinfectare completa?

Pentru dezinfectarea igienica a mainilor, trebuie sa frecati mainile timp de 1 minut. Pentru dezinfectarea chirurgicala, procesul presupune aplicarea a 2 etape de spalare, fiecare de 2 minute, urmata de clatire cu apa sterilizata.

7. Este SAPUN IGIENIC SI CHIRURGICAL 1L QUAT SOAP KLINTENSIV potrivit pentru pielea sensibila?

Da, este potrivit pentru pielea sensibila, deoarece contine agenti emolienti care protejeaza pielea impotriva uscarii si iritatiilor. Spre deosebire de alte sapunuri antiseptice, nu contine alcool agresiv si nu lasa senzatia de piele uscata dupa utilizare.

8. Ce diferente sunt intre SAPUN IGIENIC SI CHIRURGICAL 1L QUAT SOAP KLINTENSIV si un sapun antibacterian obisnuit?

Diferenta majora este spectrul larg de actiune si conformitatea cu standardele de dezinfectare profesionala. Spre deosebire de un sapun antibacterian obisnuit, SAPUN IGIENIC SI CHIRURGICAL 1L QUAT SOAP KLINTENSIV ofera protectie si impotriva virusurilor si fungilor, fiind utilizat in medii profesionale unde este necesara dezinfectarea completa a mainilor.

9. Poate fi folosit in combinatie cu alte solutii de dezinfectare?

Da, poate fi utilizat impreuna cu alte produse de igiena si dezinfectare, insa in majoritatea cazurilor nu este necesara aplicarea altor solutii dupa utilizare. Asigura dezinfectarea completa in mod independent, fara a necesita completare cu geluri dezinfectante pe baza de alcool.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

10. Cum trebuie depozitat SAPUN IGIENIC SI CHIRURGICAL 1L QUAT SOAP KLINTENSIV?

Produsul trebuie pastrat intr-un loc uscat, la temperatura camerei, ferit de lumina directa si de inghet. A nu se lasa la indemana copiilor. Ambalajul trebuie inchis bine dupa fiecare utilizare pentru a preveni contaminarea continutului.

Prezentare

Flacon 1 litru