

Aplicatoare Wellmed 100 buc

Pret:

18,70 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Microaplicatoarele sunt ideale pentru aplicarea precisa si controlata a materialelor utilizate in procedurile stomatologice. Datorita capatului flexibil si fibrelor fara scame (non-linting), permit acces facil chiar si in zonele greu accesibile, asigurand o distribuire uniforma a materialului.

Pot fi utilizate pentru aplicarea agentilor de bonding, gelurilor de gravare, sealanturilor, fluorului, solutiilor hemostatice sau solutiilor de evidentiere.

Caracteristici:

- Cap flexibil pentru acces si manevrabilitate optima
- Fibre fara scame
- Aplicare precisa si economica
- Lungime: 10 cm
- Disponibile in mai multe dimensiuni si culori
- Ambalare practica in dispenser cilindric

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dimensiuni disponibile: Superfine – 1.5 mm / Fine – 1.9 mm / Regular – 3.0 mm

Recomandate pentru:

- Bonding agents
- Etchants
- Sealants
- Fluoride varnish
- Hemostatic solutions
- Disclosing solutions

Prezentare

Cutie 100 bucati