


Ionofil Plus pulbere 15gr

Pret:

290,70 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment ionomer de sticla condensabil, radioopac, folosit pentru obturatii de cl. a III-a, obturatii pentru dinti temporari, ca baza. Oferă o închidere marginală de excepție, are o bună transluciditate. Are la baza ionomeri de sticla produși după tehnologia VOCO. Materialul prezintă biocompatibilitate, dozare, preparare facilă. Reușita fizionomică a obturatiei este superioară.

Indicatii

- restaurari defecte in forma de V si eroziuni cervicale ale smaltului
- captusiri
- restaurari ale dentitiei de lapte
- tratamentul leziunilor carioase
- obturatii clasa III

Avantaje

- consistenta adecvata intinderii
- adaptare marginala buna
- transluciditate buna
- tehnologie de tip glass-ionomer imbunatatita



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- aspect estetic bun

Contine:

- 1 flacon pulbere 15 g