

Electrovalva apa/aer 2W025-08 Taos Lingchen

Pret:

703,49 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Electrovalvă apă/aer 2W025-08, utilizată pentru sistemele compatibile TAOS Lingchen.

- model: 2W025-08
- alimentare: 220V AC
- potrivită pentru circuite de apă și aer
- contribuie la controlul deschiderii și închiderii fluxului
- construcție compactă, cu corp metalic rezistent
- recomandată pentru înlocuirea componentei uzate din unit