

PACHET 2 x Pungi sterilizare rola 100 mm + Teste integratoare GRATUIT



2 x PUNGI
STERILIZARE
ROLĂ

Pentru o sterilizare sigură și eficientă

✓ 100 mm x 200 m

265 lei

TESTE INTEGRATOARE
GRATUIT

Euronda

TEHNICALDENT

Pret:

265,21 lei TVA inclusa

Descriere produs:

PUNGI STERILIZARE TIP ROLA EURONDA

Role cu material termosigilant, fabricate din hartie medicala grea si un strat de poliester/polipropilena. Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta.

Dotate cu martor de sterilizare - culoarea pungii se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes.

Hartia folosita este una speciala, de uz medical (60gr/mp), de calitate superioara. Anumiti producatori folosesc hartie de uz alimentar care ar putea parea similara dar este de o calitate inferioara care nu permite de fapt sterilizarea pungilor.

Cerneala este deasemenea, speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina instrumentele in timpul sterilizarii. Competitorii folosesc cerneala normala cu solventi care ar putea contamina instrumentele in timpul sterilizarii.

Toate acestea argumenteaza calitatea superioara a pungilor de sterilizare EURONDA.

Dimensiune: latime 100 mm x lungime 200 m

TESTE INTEGRATOARE



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Indicatorii integrator tip 5 reactioneaza la toate variabilele critice (timp, temperatura si umiditate).

Acesti senzori sunt autoadezivi.

Sunt laminate cu un polimer ce impiedica contactul dintre instrumentar si cerneala.

Metoda de sterilizare: abur

Set 250 bucati