

## PACHET Sanifizer Enzymatic 5L + Sanifizer Surfaces Spray 750ml GRATUIT



Pret:

**494,71 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

#### Sanifizer Enzymatic 5L Detergent enzimatic pentru termodezinfecție

#### Avantaje:

Primul produs de pe piața care utilizează lizozima, o enzimă naturală care în combinație cu proteaza asigură o acțiune de curățare în profunzime și sigură

Formula biomulti-enzimatică, cu alcalinitate medie, este ideală pentru spălarea automată a dispozitivelor medicale

Potrivit pentru îndepărtarea sângelui, reziduurilor tisulare și a contaminanților organici de pe dispozitivele medicale

Fără substanțe nocive - nu deteriorează materialele tratate

În combinație cu Sanifizer Neutralizer este completarea perfectă pentru termodezinfecția cu mașinile de spălat Eurosafe 60 sau Eurosafe 170

Sigur - fără hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu, metasilicați, pigmenți și arome, potrivit pentru utilizarea zilnică în conformitate cu reglementările de securitatea muncii

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Delicat - formula sa unica asigura curatarea optima a tuturor reziduurilor organice, neteriorand diferitele materiale tratate

Rezultate excelelente de curatare datorate actiunii sinergice a alcalinitatii medii, a agentilor tensioactivi si a complexului de bioenzime de curatare cu proprietati hidrolitice, conservante, fungistatice si bacteriostatice

Ingrediente active:

Compusi alcalini

Complex enzimatic (lizoziima si proteaza)

Materiale compatibile:

Otel inoxidabil, anodizat

Aluminiu

Materiale din cauciuc si plastic in general

Materiale ceramice

Silicon

Teflon (PTFE)

Titan

Sticla

Clasificare:

Dispozitiv medical clasa I

bidon 5L

**Sanifizer Surfaces Spray dezinfectant suprafete 750ml**

Sanifizer Surfaces – Dezinfectant spray pentru suprafete medicale

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sanifizer Surfaces este un spray hidroalcoolic cu actiune dezinfectanta si detergent, destinat curatarii si dezinfectarii tuturor suprafetelor dispozitivelor medicale neinvazive, mobilierului si echipamentelor.

Datorita spectrului larg de actiune, eficientei imediate si uscarii rapide, acest dezinfectant pentru suprafete medicale simplifica si accelereaza protocoalele, contribuind la o aplicare standardizata si repetabila.

Compozitia sa cu continut redus de alcool (48%) ofera un echilibru optim intre eficienta si siguranta, reducand doza necesara. Acest lucru este posibil datorita actiunii sinergice a mai multor ingrediente active (alcool si compusi de amoniu cvaternar de generatie a 4-a), care asigura o eficienta ridicata la doze reduse, protejand totodata utilizatorii si suprafetele tratate impotriva matuirii, fisurilor sau imbatranirii premature.

Datorita pulverizatorului spumant, Sanifizer Surfaces reduce volatilitatea produsului, scazand expunerea utilizatorului si risipa. Capul de pulverizare permite utilizarea si cu flaconul inversat.

Clasificare: Dispozitiv medical clasa IIa

Ingrediente active: Compusi de amoniu cvaternar de generatie a 4-a, alcool 48%

Spectru de actiune: Bactericid, levuricid, micobactericid, virucid

Compatibilitate: Compatibil cu otel inoxidabil, aluminiu, zinc, cupru, polipropilena (PPE), PVC, polistiren, teflon (PTFE) si policarbonat

Format: Flacon de 0,75 L cu pulverizator spumant

Nontoxic, fara substante CMR (cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere) si fara agenti sensibilizanti (parfumuri, coloranti), asigura siguranta utilizatorilor si compatibilitate maxima cu materialele tratate.

Gata de utilizare datorita pulverizatorului practic cu spuma, acopera eficient suprafetele, se usuca rapid si nu necesita clatire.

Fabricat cu materii prime de calitate farmaceutica si formule inovatoare, reduce necesarul de alcool mentinand eficienta, pentru performanta superioara, compatibilitate si siguranta.

Flacon 750ml cu pulverizator spumant