

## PACHET Detergent enzimatic Eurosept + Dezinfectant Eurosept + Crema maini Eurosept Cadou

Pret:

**99,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

#### Detergent enzimatic instrumentar Eurosept Xtra 1L

Solutia enzimatica pentru curatarea instrumentelor ofera o buna compatibilitate cu materialele si, prin urmare, este concentratul de curatare ideal pentru reprocessarea manuala a instrumentelor chirurgicale.

Nu face spuma si este potrivit pentru utilizarea intr-o baie cu ultrasunete. Agentul de curatare enzimatica ofera performante excelente de curatare prin combinarea agentilor tensioactivi neionici cu un complex stabilizat de trei enzime.

Formula cu autoactiune patrunde si indeparteaza eficient toate tipurile de contaminanti organici, cum ar fi sangele coagulat si secretiile, chiar si in zonele greu accesibile. Potrivit pentru baia cu ultrasunete.

Curatarea instrumentelor: 1% (10 ml/L).

Curatare in baie cu ultrasunete: 0,5% (5 ml/L).



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Temperatura: Se prepara solutia cu apa calda (30 - 40 °C).

Timp de expunere: minim 5 minute.

Conform Directivei UE 93/42/EEC pentru dispozitive medicale.

Miros neutru

Flacon 1L

### **Dezinfectant suprafete EuroSept Xtra Lemon 1L – cu alcool, actiune rapida**

Dezinfectant pentru suprafete, gata de utilizare, pe baza de alcool, destinat dezinfectiei rapide a suprafetelor si a dispozitivelor medicale non-invazive din cabinetul stomatologic.

Formula pe baza de 1-propanol si 2-propanol asigura o evaporare rapida, fara a lasa urme, fiind ideala pentru suprafetele frecvent utilizate.

Beneficii:

actiune rapida in aproximativ 1 minut

pe baza de alcool – eficienta ridicata

evaporare rapida, fara reziduuri

gata de utilizare, fara diluare

potrivit pentru utilizare zilnica

Spectru de actiune:

Eficient impotriva bacteriilor, fungilor si virusurilor (inclusiv HBV, HIV, HCV), conform standardelor EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650, EN 13697 si EN 14476, cu timp de actiune de aproximativ 1 minut pentru majoritatea microorganismelor.

Recomandat pentru:

cabinete stomatologice, clinici si alte unitati medicale



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Compozitie (la 100 g):

20,0 g 1-propanol

5,0 g 2-propanol

Flacon 1L

### **Crema de maini Eurosept Plus**

Crema de ingrijire a pielii, de inalta calitate, cu textura bogata, potrivita pentru toate tipurile de piele. Calmeaza si hidrateaza. Se absoarbe usor. Parfum 0,5%.

Tub 100 ml