

Endo Cold Spray Henry Schein 200 ml



Pret:

35,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

ENDO COLD SPRAY este un spray refrigerant destinat testarii vitalitatii pulpare si racirii rapide a materialelor de amprenta. Prin atingerea unei temperaturi de pana la **-45°C**, ofera un stimul rece intens pentru evaluarea raspunsului pulpar, fiind un instrument util in diagnosticul endodontic. De asemenea, poate fi utilizat pentru racirea rapida a materialelor de amprenta atunci cand este necesar. Aroma de menta contribuie la o utilizare mai confortabila pentru pacient.

Avantaje

- Temperatura de racire de pana la **-45°C**
- Ideal pentru testarea vitalitatii dintilor
- Potrivit pentru racirea rapida a materialelor de amprenta
- Aplicare precisa cu ajutorul tubului prelungitor
- Aroma placuta de menta
- Usor de utilizat in cabinetul stomatologic

Mod de utilizare

Pulverizati produsul pe o buleta de vata si aplicati-o pe dintele care urmeaza sa fie testat. Pentru racirea



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
materialelor de amprenta, pulverizati conform necesitatii, evitand contactul direct cu tesuturile moi.

Prezentare

Flacon 200 ml, aromna menta