

## Ace Fanta R One Mini Reciprocating Blue Rotary

Pret:

**87,50 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

## ACE FANTA R ONE MINI Reciprocating Blue Rotary

**ACE FANTA R ONE MINI Reciprocating Blue Rotary** este un sistem reciprocant Ni-Ti dezvoltat pentru prepararea minim invaziva a canalelor radiculare. Conceput in colaborare cu **Dr. Marco Seracchiani**, sistemul utilizeaza o secventa simplificata din doua instrumente, oferind un echilibru excelent intre eficienta, flexibilitate si siguranta in timpul tratamentelor endodontice.

Tehnologia Blue Rotary, impreuna cu tratamentele termice dedicate fiecarui instrument, asigura flexibilitate ridicata, rezistenta la oboseala ciclica si o adaptare excelenta la anatomia naturala a canalului radicular.

### De ce sa alegi R ONE MINI?

- Secventa simplificata cu doar doua instrumente reciprocante
- Concept de preparare minim invaziva
- Design cu sectiune transversala in forma de "S" pentru o eficienta ridicata de taiere
- Tratamente termice diferite, adaptate fiecarui instrument
- Respecta anatomia naturala a canalului radicular
- Contribuie la pastrarea dentinei pericervicale



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Reduce riscul fracturilor radiculare verticale (VRT)
- Flexibilitate ridicata si control excelent pe parcursul prepararii
- Utilizare intuitiva si eficienta

## Caracteristici

- Sistem reciprocant Ni-Ti Blue Rotary
- Doua instrumente pentru o secventa completa de preparare
- Design minim invaziv
- Sectiune transversala in forma de "S"
- Tratament termic dedicat fiecarui instrument
- Performanta ridicata de taiere
- Rezistenta crescuta la oboseala ciclica

## Beneficii clinice

R ONE MINI a fost proiectat pentru a simplifica tratamentele endodontice fara a compromite eficienta sau siguranta. Designul instrumentelor permite o preparare conservatoare a canalului, mentinand cat mai multa structura dentara sanatoasa si reducand solicitarile asupra instrumentului.

Prin utilizarea unor tratamente termice diferite pentru fiecare instrument, sistemul ofera flexibilitate ridicata acolo unde este necesar si o rezistenta excelenta la solicitarile din timpul prepararii.

## Variante disponibile

- 25 mm - 3 buc/set - Asortate
- 25 mm - 3 buc/set - 17/04

## Specificatii principale

- Sistem reciprocant Ni-Ti Blue Rotary
- Secventa din doua instrumente
- Preparare minim invaziva
- Design cu sectiune in forma de "S"
- Flexibilitate ridicata
- Eficienta excelenta de taiere
- Respectarea anatomiei canalului radicular
- Disponibil in varianta Asortata si 17/04

## De ce este diferit R ONE MINI?



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

R ONE MINI este conceput pentru medicii care isi doresc o secventa reciproanta simpla, eficienta si predictibila. Combinatia dintre designul minim invaziv, sectiunea transversala in forma de "S" si tratamentele termice dedicate fiecarui instrument permite o preparare conservatoare, mentinand rezistenta dintelui si oferind un control excelent pe parcursul tratamentului endodontic.

## **Prezentare**

Set 3 bucati - 25 mm 17/04, Asortate