

AELITE FLOW 1.5gr A3 EXP 10 10 2026

Pret:

38,25 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Aeliteflo - compozit fluid microhibrid, versatil, fotopolimerizabil

Avantaje:

Proprietati fluide care il fac ideal pentru restaurarile din clasa V si III, dar si in restaurari minore din clasa IV

Utilizare foarte usoara - adaptare fara efort la dentitie

Formula microhibrida ofera o rezistenta exceptionala

Datorita proprietatilor sale elastice, materialul ofera o retentie mai buna

Ideal pentru leziunile de abfractie si defectele de clasa V

Formula patentata cu un lant monomer lung care completeaza rasina Bis-GMA conventionala pentru a oferi un compozit mai elastic



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Proprietatile sale elastice ofera restaurarilor o integritate marginala imbunatatita si longevitate

Poate fi distribui si injectat usor in restaurare, fara reziduuri de material

Dimensiunea uniforma a granulelor permit o lustruire usoara si o rezistenta crescuta la patare

Umplutura din fibra de sticla confera materialului durabilitate si o rezistenta excelenta la uzura

Indicatii:

Restaurari clasa III si V

Restaurari minore clasa IV

Liner pentru restaurarile din clasa I si II

Sigilare fisuri si fose

Reparatii ceramice

Cimentare fatete ceramice

Compozit fluid pentru bondingul splinturilor fibroase

Prezentare:

Aeliteflo - 1 seringă x 1.5g